



Prótesis Testicular

### **ESTÉTICA NATURAL**

La disponibilidad de diferentes tamaños permite restablecer la apariencia normal del escroto a las circunstancias anatómicas individuales del paciente.

### **SEGURO**

El diseño de silicona sólida (blanda) evita fallos por fugas, pérdida de integridad de la capa externa o encogimiento con el paso del tiempo.




Prótesis Testicular

**N&S** es un implante sólido (blando) fabricado con elastómero de silicona de baja dureza, para reestablecer la estética natural del testículo. Está diseñado para reemplazar el testículo en forma y tamaño en uno o ambos lados para restaurar la apariencia normal del escroto y mejorar la Calidad de Vida del paciente.

**N&S** está indicado en pacientes que han sufrido agenesia testicular o para aquellos a los que se les ha extirpado o es necesario extirpar un testículo mediante cirugía debido a diferentes patologías.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



Número de Ref.	T-Small	T-Medium	T-Large	T-XLarge
A	31 mm	37 mm	42 mm	47 mm
B	23 mm	28 mm	32 mm	34 mm
Volumen	9 ml	15 ml	23 ml	28 ml

## CONTRAINDICACIONES

**N&S no debe implantarse en:**

- Pacientes que presentan una infección en alguna parte del cuerpo, particularmente si es genital o del tracto urinario.
- Pacientes con neoplasia, o si se evidencia infección transescrotal.

Información de la compañía:

PROMEDON S.A. | Av. Gral. Manuel Savio s/n. Pque. Industrial Ferreyra, Córdoba. Argentina

Manufacturado por: PROMEDON S.A. | [www.promedon-upf.com](http://www.promedon-upf.com)

**Promedon**

Urology and Pelvic Floor