



Prótese Testicular

ESTÉTICA NATURAL

A disponibilidade de diferentes tamanhos permite restaurar a aparência normal do escroto de acordo com as circunstâncias anatômicas individuais do paciente.

SEGURO

O design em silicone sólido (macio) evita falhas por vazamentos, perda de integridade da camada externa ou encolhimento ao longo do tempo.




Prótese Testicular

N&S é um implante sólido (macio) fabricado com elastômero de silicone de baixa dureza, desenvolvido para restaurar a estética natural do testículo. Foi projetado para substituir o testículo em forma e tamanho, unilateral ou bilateralmente, a fim de recuperar a aparência normal do escroto e melhorar a qualidade de vida do paciente.

N&S é indicado para pacientes que apresentam agenesia testicular ou para aqueles que tiveram ou precisam ter um testículo removido cirurgicamente devido a diferentes patologias.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS



Número de referência	T-Small	T-Medium	T-Large	T-XLarge
A	31 mm	37 mm	42 mm	47 mm
B	23 mm	28 mm	32 mm	34 mm
Volume	9 ml	15 ml	23 ml	28 ml

CONTRAINDICAÇÕES

N&S não deve ser implantado em:

- Pacientes que apresentem infecção em qualquer parte do corpo, especialmente se for genital ou do trato urinário.
- Pacientes com neoplasia, ou quando houver evidência de infecção transescrotal.

ANVISA Nº 10306840046

Información de la compañía:

PROMEDON S.A. | Av. Gral. Manuel Savio s/n. Pque. Industrial Ferreyra, Córdoba, Argentina

Manufacturado por: PROMEDON S.A. | www.promedon-upf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor

CE 0197 PSD-00000571 (01) / JUL-2025