



Unitape



Sling uretral para o tratamento da
incontinência urinária de esforço feminina.

Unitape

O sling Unitape foi projetado para o tratamento da incontinência urinária de esforço feminina devida à hipermobilidade uretral ou à insuficiência intrínseca esfinteriana.

Unitape
tplus





■ ABORDAGEM TRANSOBTURATÓRIA

A Unitape T Plus inclui uma fita de polipropileno monofilamento macroporosa e duas agulhas curvas.

■ Procedimento transobturatório simples e versátil

☞ A Unitape T Plus pode ser usada para abordagens In-Out e Out-In.



■ Agulhas transobturatórias

- ☞ Diâmetro de 3 mm.
- ☞ Olhal da agulha com extremidades planas, para uma conexão fácil e precisa do sling à agulha.
- ☞ Punho ergonômico.



Desde o seu lançamento na América Latina em 2006, **mais de 100.000 cirurgias foram realizadas com o Unitape.**

Unitape

VS



■ ABORDAGEM VAGINAL / SUPRAPÚBICA

O sistema Unitape VS inclui uma fita de polipropileno monofilamento macroporosa e duas agulhas curvas.

■ Seleção da abordagem

- 👉 O sistema inclui duas agulhas curvas desenhadas para realizar a abordagem vaginal ou suprapúbica.



Montagem para a abordagem vaginal



Montagem para a abordagem suprapúbica

■ Sistema de agulhas

- 👉 A curvatura das agulhas permite uma inserção minimamente invasiva e uma colocação segura e precisa da fita.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS



Código do produto: KIT-UNITAPE-T PLUS

- 1 Sling Unitape
- 2 Agulhas Deschamps



Código do produto: KIT-UNITAPE-VS

- 1 Sling Unitape
- 2 Agulhas VS

Nº ANVISA: 10306840078

Informações sobre a empresa:

PROMEDON S.A. | Av. Gral. Manuel Savio s/n. Lote 3, Manzana 3. Parque Industrial Ferreyra.
X5925XAD. Córdoba, Argentina.

Fabricado por: PROMEDON S.A. | www.promedon-upf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor