

CATETER URETERAL

O **cateter ureteral** é utilizado em diversos procedimentos endourológicos.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Lúmen único com canal de injeção para acesso e extração.
- ◆ Ponta aberta e reta.
- ◆ Não contem látex.
- ◆ Guias recomendados:
 - **Guia PTFE:** 0,028 pol. / 0,035 pol.
 - **Guia Nitinol com revestimento PTFE:** 0,035 pol.
 - **Guia Nitinol hidrofílica:** 0,025 pol. / 0,035 pol.



Material	Poliuretano biocompatível
Comprimento	70 cm
Diâmetro	6 Fr
Visibilidade radiopaca	✓
Desenho da ponta (extremidade distal)	Aberta/ reta
Diâmetro interno	1,05 mm = 0,041 pol.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Código do produto: CAT-6-70

Apresentação em caixas
com 10 unidades

www.promedon-upf.com

Nº ANVISA: 10306840146

Promedon
Urology and Pelvic Floor