

FLUENZ

CABLE GUÍA HÍBRIDO

La **nueva guía premium** combina y potencia las principales propiedades de dos guías, en una sola.



Punta flexible hidrofílica, para facilitar el acceso y reducir la fricción durante el avance sobre anatomías complejas

Núcleo central de nitinol, asegura control y maniobrabilidad

Revestimiento espiralado de acero inoxidable recubierto de PTFE, para desarrollar una eficiente instrumentación

El preciso perfil de transición
entre materiales asegura la
mejor performance

Diámetro exterior: 0,035"

Punta flexible con revestimiento
polimérico (PEBAX) y coating hidrofílico
Longitud total: 5 cm

Longitud total: 150 cm

Extremo proximal flexible.
Evita daños en el ureteroscopio



Dispenser con **innovador**
mecanismo de acoplamiento y
deslizamiento de guía

REFERENCIA COMERCIAL
G-35-150S-COMBI

CANTIDAD/CAJA
10 Unidades

Promedon
Urology and Pelvic Floor