

exia

SACROPEXY
IMPLANTS

**IMPLANTE DE BAIXO PESO
PARA O TRATAMENTO DE
PROLAPSO VIA ABDOMINAL**



Promedon
Urology and Pelvic Floor




SACROPEXY
IMPLANTS

- O implante de baixo peso proporciona a **flexibilidade** necessária para manipulação no espaço intra-abdominal.
- As **referências** da malha Y foram desenhadas para ajudar na **orientação anatômica** e na adaptação necessária do implante.
- Alta estabilidade estrutural: **mínima** deformação dos poros sob esforços.

PRODUTO	EMPRESA	TAMANHO DO PORO (mm ²)	DENSIDADE (g/m ²)
Exia ¹	Promedon	3.9	26
Gynemesh ²	Ethicon	4.1	42

1. Dados em arquivo. Propriedades do desenho da malha Exia.
2. Dados em arquivo.



EXIA Y

CÓDIGO DO PRODUTO	CONTEÚDO
EX - Y MESH 1	1 implante malha Y

B-90-35(01)/25-FEB-2021

ANVISA: 10306840189

www.promedon-urologypf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor