

STRATONE TIPLESS



1.7 FR

Diámetro de vaina

- 4 hilos paralelos de **Nitinol**
- Cesta sin punta de diámetro de **12 mm**
- Material de la vaina: **PEEK**
- Longitud **120 cm**
- Incluye **Válvula Luer Lock**
- Diseñada para **ureteroscopia flexible**

Código de producto: STR-TIP-1.7x120

Nuevo mango lineal fácilmente desmontable, que facilita la manipulación del dispositivo dentro del canal de trabajo del ureteroscopio.




Mango con mecanismo deslizable que permite un control exacto de la apertura de la cesta.

STRATONE 4 HILOS HELCOIDALES

- 4 hilos helicoidales de **Nitinol**
- Cesta con punta de 12 mm de diámetro en posición completamente abierta
- Material de la vaina: **PEEK**
- Longitud **90 cm**

Código de producto: STR-4HH-3.0x90



3.0 FR

Diámetro de vaina

STRATONE

Las canastillas de la familia Stratone reúnen las características necesarias para **garantizar una extracción de cálculos** en las vías urinarias, con **acceso menos traumático para los tejidos**.

STRATONE FRONTAL

PSD-00000148 (03) / JUN-2023



En su estado de flexión máxima, se logran alcanzar las piedras más desafiantes del tracto urinario.

1.5 FR

Diámetro de vaina fino para una mejor irrigación

Accesorio especial incluido: Válvula Luer Lock, para acoplar el ureteroscopio



Código de Producto	Descripción	Diámetro de vaina (Fr)	Diámetro de cesta (mm)	Longitud de trabajo (cm)
3x0028-11/120/1.5	Cesta colectora de cálculos de acceso frontal / 3 hilos paralelos con válvula luer lock	1.5	11	120