

PORTFOLIO

• DIVISIÓN ENDOUROLOGÍA




www.promedon-urologypf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor

GUÍAS

Innovador dispenser que permite el acople y facilita el deslizamiento



NUEVO

Extremo proximal flexible

FLUENZ

Núcleo central de Nitinol / Revestimiento espiralado de acero inoxidable recubierto de PTFE / Visualización radiopaca / Punta recta y flexible de 5 cm con revestimiento polimérico y coating hidrofílico / Extremo proximal flexible

Código de producto: G-35-150S-COMBI \varnothing 0,035"

Cantidad por caja: 10 un.

GUÍA DE NITINOL HIDROFÍLICA

Núcleo central de nitinol / Revestimiento polimérico hidrofílico / Visualización radiopaca / Punta recta y flexible de 3 cm / Rigidez del cuerpo regular / Longitud 150 cm

Código de producto: G-32-150-S-NIT \varnothing 0,032"

Código de producto: G-35-150-S-NIT \varnothing 0.035"

Cantidad por caja: 10 un.

GUÍA DE PTFE

Núcleo central de acero inoxidable / Revestimiento PTFE / Visualización radiopaca / Punta recta y flexible de 4 cm / Rigidez del cuerpo regular / Longitud 150 cm

Código de producto: G-28-150-S-PTFE \varnothing 0,028"

Código de producto: G-35-150-S-PTFE \varnothing 0.035"

Cantidad por caja: 10 un.

GUÍA ZEBRADA

Núcleo central de nitinol / Revestimiento de PTFE con doble color / Punta polimérica hidrofílica, recta y flexible de 5 cm / Visualización radiopaca / Rigidez del cuerpo regular / Longitud 180 cm

Código de producto: G-35-180-S-NIT \varnothing 0.035"

Cantidad por caja: 10 un.



VAINA DE ACCESO URETERAL

INDRIVE

Revestimiento hidrofílico / Visualización radiopaca

Diámetro interno(Fr.)	Diámetro externo(Fr.)	Longitud (cm)	
		36	46
10	12	10/12-36-S-C-CO	10/12-46-S-C-CO
11	13	11/13-36-S-C-CO	11/13-46-S-C-CO
12	14	12/14-36-S-C-CO	12/14-46-S-C-CO



DRENAJE

CATÉTER URETERAL

Punta abierta / Material poliuretano /
Visualización radiopaca

Diámetro (Fr.) x Longitud (cm)	Codigo de producto	Tipo de punta
6 x 70	CAT-6-70	Abierta

STENTS Y SET URETERALES

URODRAIN

Material poliuretano / Doble pigtail / Punta cónica /
Marcas de graduación / Hilo de sutura / Empujador

URODRAIN FLEX

Diámetro (Fr.) x Longitud entre pigtailes (cm)	Código de producto Stent	Código de producto Set Stent + Guía PTFE	Código de producto Set Stent + Guía nitinol
4,0 X 12	DJ-4012-O-S1	ST-4012-OT-S1	-
4,0 X 18	DJ-4018-O-S1	ST-4018-OT-S1	-
4,7 X 22	DJ-4722-O-S1	ST-4722-OT-S1	ST-4722-ON-S1
4,7 X 24	DJ-4724-O-S1	ST-4724-OT-S1	ST-4724-ON-S1
4,7 X 26	DJ-4726-O-S1	ST-4726-OT-S1	ST-4726-ON-S1
4,7 X 28	DJ-4728-O-S1	ST-4728-OT-S1	ST-4728-ON-S1
6,0 X 24	DJ-6024-O-S1	ST-6024-OT-S1	ST-6024-ON-S1
6,0 X 26	DJ-6026-O-S1	ST-6026-OT-S1	ST-6026-ON-S1
6,0 X 28	DJ-6028-O-S1	ST-6028-OT-S1	ST-6028-ON-S1
7,0 X 26	DJ-7026-O-S1	ST-7026-OT-S1	ST-7026-ON-S1
7,0 X 28	DJ-7028-O-S1	ST-7028-OT-S1	ST-7028-ON-S1



URODRAIN SOFT

Diámetro (Fr.) x Longitud entre pigtailes (cm)	Código de producto Stent	Código de producto Set Stent + Guía PTFE	Código de producto Set Stent + Guía Nitinol
4,7 X 26	DJ-4726-O-S2	ST-4726-OT-S2	-
4,7 X 28	DJ-4728-O-S2	ST-4728-OT-S2	-
6,0 X 24	DJ-6024-O-S2	ST-6024-OT-S2	ST-6024-ON-S2
6,0 X 26	DJ-6026-O-S2	ST-6026-OT-S2	ST-6026-ON-S2
6,0 X 28	DJ-6028-O-S2	ST-6028-OT-S2	ST-6028-ON-S2
7,0 X 26	DJ-7026-O-S2	ST-7026-OT-S2	ST-7026-ON-S2
7,0 X 28	DJ-7028-O-S2	ST-7028-OT-S2	ST-7028-ON-S2

CESTAS DE EXTRACCIÓN

STRATONE TIPLESS VL

Cesta sin punta, diámetro 11 mm / Hilos de nitinol / Mango desmontable / Material de vaina poliamida / Longitud 120 cm / Válvula luer lock

Código de producto: 3500-0215-EPP-VL

Diametro de vaina (Fr)	2.0
------------------------	-----

STRATONE 4 HILOS HELICOIDALES

Cesta con punta, diámetro 12 mm / Hilos de nitinol / Mango desmontable / Material de vaina peek / Longitud 90 cm

Código de producto: 3500-0215-EP

Diametro de vaina (Fr)	3.0
------------------------	-----

STRATONE FRONTAL

Cesta de acceso frontal, diámetro 11 mm / Hilos de nitinol / Válvula luer lock / Material de vaina poliamida / Longitud 120 cm

Código de producto: 3x0028-11/120/1.5

Diametro de vaina (Fr)	1.5
------------------------	-----

Código de producto: 3x0040-11/120/2.0

Diametro de vaina (Fr)	2.0
------------------------	-----

El diámetro de vaina

— MÁS —
PEQUEÑO
DEL MERCADO

SET DE DILATADORES RENALES TIPO AMPLATZ

PERKUT

Visualización radiopaca / Marcas de graduación / Punta cónica /
Material vainas: PTFE

Código de producto: ST-PCNL-LB			
Vainas		Dilatadores	
Cantidad (un)	4	Cantidad (un)	13
Diámetro (Fr.)	24-26-28-30	Diámetro (Fr.)	6 a 30
Longitud (cm)	17	Longitud (cm)	25 a 30



NUEVO

PERKUT MINI

Visualización radiopaca / Marcas de graduación / Punta cónica /
Material vainas: PTFE / Específicos para la cirugía mini percutánea

Código de producto: ST-MINI-PCNL-LB			
Vainas		Dilatadores	
Cantidad (un)	6	Cantidad (un)	9
Diámetro (Fr.)	12-14-16-18-20-22	Diámetro (Fr.)	6 a 22
Longitud (cm)	17	Longitud (cm)	25 a 30

BALÓN DE DILATACIÓN URETERAL

XPUR

Material de balón nylon / Marcas para visualización radiopaca /
Llave de paso/cierre

Código de producto: 50x40-60x90-AS			
Longitud total (cm)	90	Diámetro del balón inflado (Fr.)	15 fr. / 5 mm.
Longitud útil (cm)	81,5	Longitud del balón (mm)	40
RTB	14 atm	Tamaño del catéter (Fr.)	6



B-40-02(05)/13-MAY-2021



NUEVAS MEDIDAS

KIT DE NEFROSTOMÍA

Stent mono pigtail / Agujas de punción / Dilatadores /
Cable guía PTFE / Estilete / Adaptador de conexión

Código de producto: SNEF-08 / SNEF-12 / SNEF-14	
Diámetro stent mono J (Fr.)	8-12-14
Longitud stent (cm)	24,5
Cantidad de dilatadores (un)	3
Diámetro aguja (G)	18
Tipo de punta aguja de punción	Chiba
Diámetro de cable guía (")	0,038