

# STRATONE TIPLISS

- 4 fios paralelos de **Nitinol**
- **Cesta sem ponta com diâmetro de 12 mm**
- **Material da bainha: Peek**
- **Comprimento 120 cm**
- **Inclui válvula Luer Lock**
- **Desenvolvida para ureteroscopia flexível**

Código de produto: STR-TIP-1.7x120

1.7 FR

Diâmetro da bainha

Nova manopla linear facilmente removível, que facilita a manipulação do dispositivo dentro do canal de trabalho do ureteroscópio.



Manopla com mecanismo deslizável que permite um controle exato da abertura da cesta.

# STRATONE 4 FIOS HELICOIDAIS

- 4 fios helicoidais de **Nitinol**
- **Cesta com ponta de 12 mm de diâmetro em posição completamente aberta**
- **Material da bainha: Peek**
- **Comprimento 90 cm**

Código de produto: STR-4HH-3.0x90

Código ANVISA N°: 10306840071

www.promedon-upf.com

3.0 FR

Diâmetro da bainha



# STRATONE

As cestas da família Stratone reúnem as características necessárias para **garantir uma extração de cálculos em vias urinárias, com acesso menos traumático para os tecidos.**

## STRATONE FRONTAL



Em seu estado de deflexão máxima, é possível alcançar os cálculos mais desafiadores do trato urinário.



Peça especial incluída:  
Válvula Luer Lock,  
para acoplar o ureteroscópio

**1.5 FR**

Diâmetro da bainha fino  
para melhor irrigação

Código de produto	Descrição	Diâmetro da bainha (Fr.)	Diâmetro da cesta (mm)	Comprimento de trabalho (cm)
3x0028-11/120/1.5	Cesta coletora de cálculos de acesso frontal/3 fios paralelos com válvula Luer Lock	1.5	11	120

Código ANVISA N°: 10306840161

www.promedon-upf.com

Promedon