



NOVA FAMÍLIA DE DILATADORES
RENAIS TIPO AMPLATZ

PERKUT

**NOVA GEOMETRIA
DA PONTA**

O NOVO DESIGN DA PONTA PROXIMAL PERMITE:



ACESSO E PROGRESSÃO ATRAUMÁTICA
PELO TRATO RENAL




MELHOR MANEJO
PARA O CIRURGIÃO

HIGHLIGHTS

- *Dilatadores fasciais e renais, dilatação até 30 Fr. (13 unidades)*
- *Nova medida de bainhas (4): **24** - 26 - 28 - 30 Fr.*
- *Cateter introdutor **8 Fr.***
- *Bainha para cateter introdutor **10 Fr.***
- *Material firme, estável e resistente a curvaturas*

Código do produto: ST-PCNL-LB
ANVISA Nº 10306840179



NOVO!

PERKUT MINI

NOVA E INOVADORA SOLUÇÃO PARA REALIZAR
ACESSOS RENAIIS DURANTE AS CIRURGIAS MINI E
ULTRA MINI PERCUTÂNEAS.

HIGHLIGHTS

- Mesmo desenho do extremo proximal que o **PERKUT**
- Dilatadores fasciais e renais (**9 unidades**) entre 6 Fr e 22 Fr.
- Ampla cobertura de diâmetros de bainhas (**6 unidades**) entre 12 Fr e 22 Fr.
- Cateter introdutor de **8 Fr.**
- Bainha para cateter introdutor de **10 Fr.**

Código do produto: ST-MINI-PCNL-LB
ANVISA Nº 10306849008