

# STEEMA

RETROPUBIC SLING SYSTEM

AGULHA COM DESIGN  
ERGONÔMICO

FACILIDADE NO  
POSICIONAMENTO

BAIXA  
ELASTICIDADE



**SISTEMA DE SLING SUBURETRAL  
RETROPÚBICO PREMIUM**  
para o tratamento de incontinência  
urinária feminina

# A solução mais completa para o **tratamento da IUE** feminina em procedimentos **retropúbicos**



## **BRAÇO COM CONECTOR VERDE**

Garante o máximo contraste durante a cistoscopia



## **PONTA DA AGULHA**

seu design facilita a passagem da agulha.

## **DIÂMETRO DA AGULHA**

A agulha de 3,6 mm permite uma passagem controlada e segura através do espaço retropúbico.

## • Manobra **em três etapas**

REFERÊNCIAS  
**DE POSIÇÃO**  
DESTACADAS



# Sistema de sling suburetral retropúbico Premium para o tratamento de incontinência urinária de esforço feminina

Projetado para oferecer ao cirurgião um procedimento efetivo e seguro.

## GUIA DE POSICIONAMENTO

Proporciona um posicionamento do sling fácil e controlado.

## SLING DE POLIPROPILENO DO TIPO I

Bordas termosseladas, proporcionando melhor suporte estrutural. Sling de baixa elasticidade.

## CAPA PROTETORA

Minimiza a fricção e o dano aos tecidos durante a passagem do sling.

## PUNHO ERGONÔMICO

O desenho ergonômico garante uma manobra precisa e controlada.

## REFERÊNCIAS DE POSICIONAMENTO

Oferecem uma referência para o posicionamento da ponta da agulha durante as manobras às cegas.



## COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE SLING RETROPÚBICOS

| CARACTERÍSTICAS                              | CONCORRENTE A <sup>1</sup> | CONCORRENTE B <sup>2</sup> | STEEMA RETROPUBIC SLING SYSTEM <sup>3</sup> | PRINCIPAL ASPECTO QUE OS DIFERENCIA                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RAIO DA AGULHA                               | 106.5 mm                   | 82.5 mm                    | 106.2 mm                                    | Projetado para proteger adequadamente o púbis e reduzir a possibilidade de lesão. |
| BRACOS ARTICULADOS                           | Branco                     | Azul                       | Verde                                       | Garante o melhor contraste durante a cistoscopia.                                 |
| GUIA DE POSICIONAMENTO                       | NÃO                        | SIM                        | SIM                                         | Proporciona um posicionamento fácil e controlada do sling.                        |
| FORÇA DE PASSAGEM DO SLING <sup>4</sup>      | 15.8 N                     | 17.3 N                     | 12.1 N                                      | Projetado para oferecer uma passagem suave durante a colocação do sling.          |
| ÍNDICE DE ELASTICIDADE DO SLING <sup>5</sup> | 3.7 mm/N                   | 11.1 mm/N                  | 2.9 mm/N                                    | Alta resistência à deformação, o que evita um possível dano à uretra.             |

## INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PEDIDOS

STEEMA RETROPÚBICO:

**CÓDIGO DO PRODUTO: KIT-STEEMA-VS**

COMPOSTO POR 1 SLING (REF.: SL-100SR), 1 AGULHA RETROPÚBICA (REF.: DPN-SVS)

**ANVISA Nº 10306840180**

- Disponível em: [//www.ethicon.com/healthcare-professionals/products/uterine-pelvic/incontinence-slugs/gynecare-tvt-exact-continencesystem#!description-and-specs](http://www.ethicon.com/healthcare-professionals/products/uterine-pelvic/incontinence-slugs/gynecare-tvt-exact-continencesystem#!description-and-specs). Acesso em: 2018
- Disponível em: Boston Scientific: Ref.: WH-64918-AB FEV/2015.
- Dados no arquivo. Propriedades do design do Sling da Promedon.
- Dados no arquivo. Tamanho da amostra do teste em bancada: n = 15. É possível que os resultados destes estudos não prevejam os resultados em outros casos.
- Dados no arquivo. Teste em bancada. É possível que os resultados destes estudos não prevejam os resultados em outros casos.



B-30-83(01)/27-AGO-2020

CE 0197