


STRATONE

FRONTAL

A PERFEITA COMBINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARA A EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS


Aproxima-se **de maneira frontal** como uma pinça, **captura e retém** como uma cesta.



Stratone Frontal oferece o mais alto padrão de rendimento no momento de capturar, reposicionar e extrair fragmentos de cálculos renais através do trato urinário.

STRATONE FRONTAL

No estado de **deflexão máxima**, é possível alcançar pedras mais difíceis dentro do trato urinário.



O **design** ergonômico do punho permite controlar de maneira segura e eficaz a abertura e o fechamento da cesta durante o procedimento.

Acessório especial incluso:
Válvula Luer Lock, que permite o acoplamento do ureteroscópio

1.5 FR 2.0 FR

O menor diâmetro de bainha do mercado

Código do produto	Descrição	Diâmetro da bainha (Fr.)	Diâmetro da cesta (mm)	Comprimento de trabalho (cm)
3x0028-11/120/1.5	Cesta extratora de cálculos de acesso frontal / 3 fios paralelos com válvula luer lock	1.5	11	120
3x0040-11/120/2.0		2.0		

Stratone Frontal produto que eleva o nível de qualidade da nossa família de cestas extratoras de cálculos STRATONE



4 fios helicoidais



Tipless

Registro Anvisa N°: 10306840161