

# FLUENZ

## FIO GUIA HÍBRIDO

O **novo fio guia premium** combina e reforça as principais propriedades de dois fios guia em um só.



**Ponta flexível hidrofílica**, para facilitar o acesso e reduzir a fricção ao avançar sobre anatomias complexas

**Núcleo central de nitinol**, que assegura o controle e a manobrabilidade

**Revestimento em espiral de aço inoxidável revestido de PTFE**, para uma manipulação eficiente

O perfil de transição preciso entre os materiais garante o melhor desempenho

Diâmetro externo: 0,035"

Ponta flexível com revestimento polimérico (PEBAX) e coating hidrofílico  
Comprimento da ponta: 5 cm

Comprimento total: 150 cm

Ponta proximal flexível.  
Evita danos ao ureteroscópio



Dispensador com inovador mecanismo de acoplamento e deslizamento do fio guia

REFERÊNCIA COMERCIAL  
G-35-150S-COMBI

QUANTIDADE/CAIXA  
10 Unidades

Nº ANVISA: 10306849007

**Promedon**  
Urology and Pelvic Floor