

FIO-GUIAS

Fácil acesso ao trato urinário.

Maior controle e posicionamento preciso.



◆ FIO-GUIA ZEBRADA

- Núcleo central de nitinol
- Revestimento de PTFE
- Dupla cor
- Ponta hidrofílica flexível

CÓDIGO DO PRODUTO

Referência	Descrição	Diâmetro (polegadas)	Comprimento (cm)	Forma da ponta	Tipo de ponta	Quantidade por caixa	Rigidez do corpo
G-35-180-S-NIT	Fio guia de nitinol revestido com PTFE em dupla cor e ponta hidrofílica	0,035	180	Reta	Flexível 5 cm	10	Regular


ANVISA Nº 10306840122

www.promedon-upf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor

FIO-GUIA DE PTFE

- Núcleo central de aço inoxidável
- Revestimento de PTFE
- Ponta flexível



CÓDIGO DO PRODUTO

Referência	Descrição	Diâmetro (polegadas)	Comprimento (cm)	Forma da ponta	Tipo de ponta	Quantidade por caixa
G-28-150-S-PTFE	Fio-guia revestido em PTFE	0,028	150	Reta	Flexível 4 cm	10
G-35-150-S-PTFE	Fio-guia revestido em PTFE	0,035	150	Reta	Flexível 4 cm	10

ANVISA Nº 10306840120

FIO-GUIA DE NITINOL HIDROFÍLICO

- Núcleo central de nitinol
- Revestimento hidrofílico



CÓDIGO DO PRODUTO

Referência	Descrição	Diâmetro (polegadas)	Comprimento (cm)	Forma da ponta	Tipo de ponta	Quantidade por caixa
G-32-150-S-NIT	Fio-guia de nitinol hidrofílico	0,032	150	Reta	Flexível 3 cm	10
G-35-150-S-NIT	Fio-guia de nitinol hidrofílico	0,035	150	Reta	Flexível 3 cm	10

ANVISA Nº 10306840122

Para conhecer nossa linha completa de produtos,
visite o website da Promedon Urologia e Piso Pélvico
www.promedon-upf.com