


KIT DE NEFROSTOMÍA



NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA


Procedimiento por el cual se accede directamente a los cálculos del riñón.

Esta característica determina la necesidad de contar con un conjunto de instrumentales para practicarlo, que deben ser específicos en sus atributos, realizados con materiales biocompatibles y de alta calidad.


PRINCIPALES COMPONENTES DEL KIT DE NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA PROMEDON

1 CATÉTER

Mono J. Posibilita el drenaje urinario.



3 DILATADORES



Código de producto	Catéter (1 unidad)	Dilatadores (3 unidades)
SNEF-08	8 Fr - 24,5 cm	6 Fr, 8 Fr y 10 Fr - 25 cm
SNEF-12	12 Fr - 24,5 cm	10 Fr, 12 Fr y 14 Fr - 25 cm
SNEF-14	14 Fr - 24,5 cm	12 Fr, 14 Fr y 16 Fr - 25 cm

¡NUEVAS MEDIDAS!

1 AGUJA CHIBA

La aguja chiba ingresa en forma recta hacia el interior del cáliz.

Material	Acero inoxidable Conector de polipropileno
Largo útil	33 cm
Diámetro	18 G


1 AGUJA IP

Hipodérmica.

Material	Acero inoxidable
Largo	20 cm
Diámetro	18 G
Tipo de punta	Trocar

1 CABLE GUÍA

Cable guía rígida, de baja fricción y visibilidad fluoroscópica.



Material	Acero inoxidable recubierto de PTFE
Largo	150 cm

1 ADAPTADOR DE CONEXIÓN

1 ESTILETE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Kit de Nefrostomía

Código de producto: SNEF-08, SNEF-12, SNEF-14

Promedon
Urology and Pelvic Floor