


NOVA FAMÍLIA DE DILATADORES  
RENAIS TIPO AMPLATZ

# PERKUT

NOVA GEOMETRIA  
DA PONTA



O NOVO DESIGN DA PONTA PROXIMAL PERMITE:



**ACESSO E PROGRESSÃO ATRAUMÁTICA**  
PELO TRATO RENAL



**MELHOR MANEJO**  
PARA O CIRURGIÃO

## HIGHLIGHTS

- Dilatadores fasciais e renais, dilatação até 30 Fr. (13 unidades)
- Nova medida de bainhas (4): **24** - 26 - 28 - 30 Fr.
- Cateter introdutor **8 Fr.**
- Bainha para cateter introdutor **10 Fr.**
- Material firme, estável e resistente a curvaturas

Código do produto: ST-PCNL-LB  
ANVISA Nº 10306840179

**NOVO!**

# PERKUT MINI

NOVA E INOVADORA SOLUÇÃO PARA REALIZAR  
ACESSOS RENAIIS DURANTE AS CIRURGIAS MINI E  
ULTRA MINI PERCUTÂNEAS.

## HIGHLIGHTS

- *Mesmo desenho do extremo proximal que o PERKUT*
- *Dilatadores fasciais e renais (9 unidades) entre 6 Fr e 22 Fr.*
- *Ampla cobertura de diâmetros de bainhas (6 unidades) entre 12 Fr e 22 Fr.*
- *Cateter introdutor de 8 Fr.*
- *Bainha para cateter introdutor de 10 Fr.*

Código do produto: ST-MINI-PCNL-LB  
ANVISA Nº 10306849008