


NUEVA FAMILIA DE DILATADORES  
RENALES TIPO AMPLATZ

# PERKUT

NUEVA GEOMETRÍA  
DE PUNTA



EL RENOVADO DISEÑO DEL EXTREMO PROXIMAL PERMITE:



ACCESO Y PROGRESIÓN ATRAUMÁTICA  
SOBRE EL TRACTO RENAL



MEJOR MANIOBRABILIDAD  
PARA EL CIRUJANO

## HIGHLIGHTS

- Dilatadores fasciales y renales, dilatación hasta 30 Fr. (13 unidades)
- Nueva medida de vainas (4): **24** - 26 - 28 - 30 Fr.
- Catéter introductor **8 Fr.**
- Vaina para catéter introductor **10 Fr.**
- Material firme, estable y resistente a curvaturas

Código de producto: ST-PCNL-LB

¡NUEVO!

# PERKUT MINI

NUEVA E INNOVADORA SOLUCIÓN PARA REALIZAR ACCESOS RENALES DURANTE CIRUGÍAS MINI Y ULTRA MINI PERCUTÁNEAS.

## HIGHLIGHTS

- *Mismo diseño de extremo proximal que PERKUT*
- *Dilatadores fasciales y renales (9 unidades) entre 6 y 22 Fr.*
- *Amplia cobertura de diámetros de vaina (6 unidades) entre 12 y 22 Fr.*
- *Catéter introductor 8 Fr.*
- *Vaina para catéter introductor 10 Fr.*

Código de producto: ST-MINI-PCNL-LB