NOVO SET DE DILATADORES RENAIS TIPO AMPLATZ

## PERKUT

NOVA GEOMETRIA DA PONTA

O NOVO DESIGN DA PONTA PROXIMAL PERMITE:

ACESSO E PROGRESSÃO ATRAUMÁUTICA PELO TRATO RENAL



## **HIGHLIGHTS**

- Dilatadores fasciais e renais, dilatação até 30 Fr. (13 unidades)
- Nova medida de bainhas (4): 24 26 28 30 Fr.
- Cateter introdutor 8 Fr.
- Bainha para cateter introdutor 10 Fr.
- Material firme, estável e resistente a curvaturas

Código do produto: ST-PCNL-LB ANVISA Nº 10306840179

Promedon
Urology and Pelvic Floor

R-70-12(01) / 8-1111 -2