

NOVA FAMÍLIA DE DILATADORES
RENAIS TIPO AMPLATZ

PERKUT

NOVA GEOMETRIA
DA PONTA

O NOVO DESIGN DA PONTA
PROXIMAL PERMITE

- ACESSO E PROGRESSÃO ATRAUMÁTICA PELO TRATO RENAL
- MELHOR MANEJO PARA O CIRURGIÃO

HIGHLIGHTS

- Dilatadores fasciais e renais, dilatação até 30 Fr. (13 unidades)
- Nova medida de bainhas (4): **24** - 26 - 28 - 30 Fr.
- Cateter introdutor 8 Fr.
- Bainha para cateter introdutor 10 Fr.
- Material firme, estável e resistente a curvaturas

CÓDIGO DO PRODUTO
ST-PCNL-LB

www.promedon-upf.com
Nº ANVISA: 10306840179

Promedon
Urology and Pelvic Floor