


STRATONE FRONTAL

A PERFEITA COMBINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARA A EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS


Aproxima-se de **maneira frontal** como uma pinça, **captura e retém** como uma cesta.



Stratone Frontal oferece o mais alto padrão de rendimento no momento de capturar, reposicionar e extrair fragmentos de cálculos renais através do trato urinário.

STRATONE FRONTAL

No estado de **deflexão máxima**, é possível alcançar pedras mais difíceis dentro do trato urinário.



O **design ergonômico do punho** permite controlar de maneira segura e eficaz a abertura e o fechamento da cesta durante o procedimento.



Acessório especial incluso:
Válvula Luer Lock, que permite o acoplamento do ureteroscópio.

1.5 FR

O **menor diâmetro** de bainha do mercado

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DA BAINHA (FR.)	DIÂMETRO DA CESTA (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (CM)
3x0028-11/120/1.5	Cesta extratora de cálculos de acesso frontal / 3 fios paralelos com válvula Luer Lock	1.5	11	120

Stratone Frontal produto que eleva o nível de qualidade da nossa família de cestas extratoras de cálculos STRATONE



**STRATONE
4 FIOS HELICOIDAIS**



**STRATONE
TIPLESS**

ANVISA Nº 10306840161
www.promedon-upf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor