


STRATONE FRONTAL

LA PERFECTA COMBINACIÓN DE VIRTUDES PARA LA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS


Se aproxima **frontalmente** como una pinza, **captura y retiene** como una canastilla.



Stratone Frontal otorga la más alta performance para atrapar, reposicionar y extraer fragmentos de cálculos renales a través del tracto urinario.

STRATONE FRONTAL

En su estado de **deflexión máxima**, se logran alcanzar las piedras más desafiantes del tracto urinario.



El **diseño ergonómico del mango** permite controlar de forma segura y eficaz la apertura y cierre de la canastilla durante el procedimiento.



Accesorio especial incluido: Válvula Luer Lock, para acoplar al ureteroscopio.

1.5 FR

El diámetro de vaina **más pequeño del mercado**

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DE VAINA (FR)	DIÁMETRO DE CESTA (MM)	LONGITUD DE TRABAJO (CM)
3x0028-11/120/1.5	Cesta colectora de cálculos de acceso frontal / 3 hilos paralelos con válvula Luer Lock	1.5	11	120

Stratone Frontal es el producto que jerarquiza nuestra familia de canastillas de extracción de cálculos STRATONE



**STRATONE
4 HILOS HELICOIDALES**



**STRATONE
TIPLESS**