

URODRAIN

STENT URETERAL DUPLO PIGTAIL

URODRAIN FLEX

Gravação do stent com
**marcação de diâmetro
e comprimento**



Inclui **fio de sutura**

URODRAIN SOFT

Pigtail com design fechado
para melhor retenção

Ponta cônica para
posicionamento atraumático

Marcas de
gradação

Versão **soft** com
material de **menor dureza**

CARACTERÍSTICAS

Design com parede fina



Design regular
Baixa relação ID/OD



**Design de parede
fina**
Alta relação ID/OD

Stent com duplo
pigtail de poliuretano
radiopaco

STENTS E SETS URETERAIS

URODRAINFLEX



	MEDIDA	CÓDIGO DO PRODUTO		
	Diâmetro (Fr) x comprimento entre os pigtails (cm)	Stent ureteral (sem fio-guia)	Stent ureteral com fio guia PTFE	Stent ureteral com fio guia de nitinol
Medidas pediátricas	4.0 x 12	DJ4012-O-S1	ST40120T-S1	-
	4.0 x 18	DJ4018-O-S1	ST40180T-S1	-
	4.7 x 22	DJ4722-O-S1	ST47220T-S1	ST47220N-S1
	4.7 x 24	DJ4724-O-S1	ST47240T-S1	ST47240N-S1
	4.7 x 26	DJ4726-O-S1	ST47260T-S1	ST47260N-S1
	4.7 x 28	DJ4728-O-S1	ST47280T-S1	ST47280N-S1
	6.0 x 24	DJ6024-O-S1	ST60240T-S1	ST60240N-S1
	6.0 x 26	DJ6026-O-S1	ST60260T-S1	ST60260N-S1
	6.0 x 28	DJ6028-O-S1	ST60280T-S1	ST60280N-S1
	7.0 x 26	DJ7026-O-S1	ST70260T-S1	ST70260N-S1
	7.0 x 28	DJ7028-O-S1	ST70280T-S1	ST70280N-S1

*Todos os modelos incluem empurrador

URODRAINSOFT



	MEDIDA	CÓDIGO DO PRODUTO		
	Diâmetro (Fr) x comprimento entre os pigtails (cm)	Stent ureteral (sem fio-guia)	Stent ureteral com fio guia PTFE	Stent ureteral com fio guia de nitinol
Medidas pediátricas	4.0 x 12	DJ4012-O-S2	ST40120T-S2	-
	4.0 x 18	DJ4018-O-S2	ST40180T-S2	-
	4.7 x 22	DJ4722-O-S2	ST47220T-S2	ST47220N-S2
	4.7 x 24	DJ4724-O-S2	ST47240T-S2	ST47240N-S2
	4.7 x 26	DJ4726-O-S2	ST47260T-S2	ST47260N-S2
	4.7 x 28	DJ4728-O-S2	ST47280T-S2	ST47280N-S2
	6.0 x 24	DJ6024-O-S2	ST60240T-S2	ST60240N-S2
	6.0 x 26	DJ6026-O-S2	ST60260T-S2	ST60260N-S2
	6.0 x 28	DJ6028-O-S2	ST60280T-S2	ST60280N-S2
	7.0 x 26	DJ7026-O-S2	ST70260T-S2	ST70260N-S2
	7.0 x 28	DJ7028-O-S2	ST70280T-S2	ST70280N-S2

*Todos os modelos incluem empurrador

Algumas medidas podem não estar disponíveis imediatamente em seu país.
Para obter mais informações, consulte seu representante.

Cateter Ureteral Duplo J | ANVISA N° 10306849013

Cateter Ureteral Duplo J com fio guia de PTFE | ANVISA N° 10306849014

Cateter Ureteral Duplo J com fio guia de nitinol | ANVISA N° 10306849012

Promedon
Urology and Pelvic Floor