


XPUR

BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL

O balão de dilatação ureteral é de uso específico para casos de **estenose ureteral**.



The image shows a long, thin, blue ureteral catheter with a coiled section. The catheter has a clear, inflatable balloon at one end and a control handle with a white valve at the other. A central text box lists key specifications.

Marcas radiopacas que auxiliam no posicionamento preciso

Comprimento total do cateter: **90cm**

Diâmetro do cateter: **6 Fr**

Recomenda-se utilizar guias de **0,035"**

XPUR

BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL

Diâmetro do
balão inflado: **15 Fr**

Comprimento do balão: **40 mm**

Suporta até **14 atm** de pressão

Material do balão: **Nylon**

Conector com **duas vias de
acesso**, ambas com luer-lock

Válvula para o
fechamento do fluxo

CÓDIGO DO PRODUTO
50x40-60x90-AS

Para mais informações, visite nosso site:
www.promedon-upf.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor