

O CATETER URETERAL É UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS ENDUROLÓGICOS

CARACTERÍSTICAS

- // Lúmen único com canal de injeção para acesso e extração
- // Ponta aberta e reta
- // Não contem látex
- // Guias recomendados:
 - Guia PTFE ● 0,028 pol. ● 0,035 pol.
 - Guia Nitinol com revestimento PTFE ● 0,035 pol.
 - Guia Nitinol hidrofílica ● 0,025 pol. ● 0,035 pol.



MATERIAL	Poliuretano biocompatível
COMPRIMENTO	70 cm
DIÂMETRO	6F
VISIBILIDADE RADIOPACA	✓
DESENHO DA PONTA (extremidade distal)	Aberta/ reta
DIÂMETRO INTERNO	1,05 mm = 0,041 pol.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Código do produto:
CAT-6-70

Apresentação em caixas com 10 unidades.
Registro Anvisa Nº 10306840146